

■ 超声波吸液管-移液管清洗机 AW31

强力的双清洗机构

■ 特点

- 利用虹吸管原理，通过超声波和清洗剂进行强力清洗。
- 附属内置可以大幅提高清洗效率的环流机构，移液管内被污染的清洗液可以从底部的喷流口强制排出，从而一直保持清洗液的效力发挥，移液管内部各个角落到处都能被清洗的十分干净。
- 清洗槽内的移液管盛放框工作时保持一定的回旋运动，清洗物和超声波以及喷流都能充分接触，可以得到均一的清洗效果。
- 喷流机构、超声波发振装置、回旋机构、虹吸机构各个装置高效率整合，小型化合理设计，是一种专门为移液管量身定做的高性能超声波清洗机。
- 通过给水栓的操作和调整，从洗净到用清水漂洗都能在一个清洗槽内完成。水溶性碱性洗剂也能使用，安全性非常高。

■ 技术规格

型号	AW-31
移液管数	母移液管(最大500mm使用可能) 1ml 264根 5ml 216根 10ml 136根
使用水量	1--3L/min
超音波发生装置	频率输出55W 28kHz 振动板 SUS304不锈钢 振动子 圆形素铁子
槽材质	透明聚氯乙烯树脂
箱体材质	SUS304不锈钢
存放框尺寸 (篮子)	内径φ138X深540mm 外径φ146X高570mm
外形尺寸	390X400X840mm
重量	本体 约18.5kg 篮子约1.0kg
电源	AC100V 50/60Hz 2A
附属品	框架 手押泵 给水管 内径12mmX长1.5m 排水管 内径25mmX长1.5m 洗剂

- 本装置请设置在排水性好的场所。
- 长时间使用时，请保持环境温度在30℃。



■ 台式超声波清洗机 J-MT 1510-8510

超群的清洗能力、适应广泛围清洗需求

■ 规格一览表

型号	功能	外形尺寸(mm) (WxDxH)	内槽尺寸(mm) (WxDxH)	容量 (L)	重量 (kg)	频率 (kHz)	功率 (W)	加热 (W)	定时 (min)
1510J-MT	机械定时	254×305×295	150×135×102	2.0	3.5	42	90	—	0~60
1510J-MTH	机械定时/加热							65	0~60
1510J-DTH	数码控制/温调加热/定时/除瓦斯							65	0~60
2510J-MT	机械定时	338×305×295	235×135×102	2.8	4.2	42	125	—	0~60
2510J-MTH	机械定时/加热							115	0~60
2510J-DTH	数码控制/温调加热/定时/除瓦斯							115	0~60
3510J-MT	机械定时	399×318×371	292×152×152	5.7	6.5	42	130	—	0~60
3510J-MTH	机械定时/加热							200	0~60
3510J-DTH	数码控制/温调加热/定时/除瓦斯							200	0~60
5510J-MT	机械定时	399×401×371	292×241×152	9.5	7.6	42	180	—	0~60
5510J-MTH	机械定时/加热							290	0~60
5510J-DTH	数码控制/温调加热/定时/除瓦斯							290	0~60
8510J-MT	机械定时	599×467×376	495×292×152	20.1	12.0	44	320	—	0~60
8510J-MTH	机械定时/加热							560	0~60
8510J-DTH	数码控制/温调加热/定时/除瓦斯							560	0~99